

Übersichtsblatt ergoscan 24

1. Software

1.1. Software installieren

- CD in CD-Laufwerk einlegen.
- Im Startmenü „**Ausführen**“ aufrufen
- Menüpunkt „**Durchsuchen**“ anwählen, und Laufwerk auswählen (meistens <D>).
- „**Setup**“ bzw. „**Setup.exe**“ markieren.
- Auf „**Öffnen**“ klicken und anschließend mit „**OK**“ bestätigen.
- Im nächsten Bild Sprachversion wählen, z.B. „**Deutsch (Standard)**“ und mit „**OK**“ bestätigen
- Anschließend den Anweisungen am Bildschirm folgen.
- Die Installation mit „**Beenden**“ abschließen - Computer startet neu.
- Start-Icon gemäß Kap. 4.5 der Gebrauchsanweisung anlegen.

1.2. BDM-Rekorder an den PC anschließen

- Blutdruckrekorder mit dem RS232-Verbindungskabel mit einer freien Schnittstelle (COM1, COM2, COM3 oder COM4) des PCs verbinden.
- Im Display des Rekorders erscheint „**PC**“
- Im oberen Rand des ergoscan 24-Fenster erscheint:
„**Verbindung mit BDM ESC 024-A 01.5 hergestellt**“.

1.3. Programm aufrufen

- Auf Start-Icon doppelklicken, oder im Start_Menü „**Programme**“ unter „**ergoline**“, das Programm „**ergoscan 24**“ aufrufen.

1.4. Patienten aus Datei einlesen / neu anlegen

- Im Menü „**Fenster**“ den Menüpunkt „**Patienten**“ aufrufen.
- Im Patientenfenster unter „**Patient auswählen**“ im Feld „**Name**“ den gesuchten Patienten eingeben („*“ unter „**Identifikation**“ löschen) und mit „**Suchen**“ bestätigen. Wenn der Name bereits angelegt ist, so erscheint dessen Name blau hinterlegt. Ansonsten Patient neu anlegen.
- Dazu im Patientenfenster auf der rechten Seite auf „**Neu**“ klicken.
- Daten des Patienten gemäß Maske (Name, Vorname, Identifikation, . .) eingeben und Eingabe mit „**Speichern**“ bestätigen.

1.5. Rekorder programmieren

- Gewünschten Patienten aus der Datenbank auswählen und „**Schließen**“
- Auf „**Starten**“ klicken.
- Gewünschte Parameter gemäß Maske eingeben.
- Anzeige für „**Anzeige einschalten**“ und „**Beeper einschalten**“ in der Maske anklicken und dadurch mit Häkchen versehen.
- Auf „**Starten**“ klicken - die Daten werden auf den Rekorder übertragen.
- Meldung mit „**OK**“ bestätigen.

2. Blutdruckrekorder

2.1. Blutdruckrekorder anlegen

- Manschette mit dem Schlauch nach oben, am linken Oberarm anlegen. Der Schlauchansatz sollte etwa in der Linie der Arteria Brachialis zu liegen kommen (Siehe Bild unter Punkt 5.6).
- Rekorder mit der Tasche am Gürtel befestigen.
- Schlauch der Manschette am Rekorder befestigen, indem Sie den Anschluß an den Schlauchanschluß aufstecken und durch eine Vierteldrehung verriegeln.

2.2. Blutdruckrekorder einlesen

- Rekorder an den PC anschließen, wie umseitig beschrieben (1.2.)
- Menüpunkt „**Fenster**“, Untermenü „**Blutdruckmesser einlesen**“ anklicken.
- Das Fenster mit den Daten des Patienten erscheint auf dem Bildschirm.
- Mit „**OK**“ bestätigen

2.3. Daten auswerten

- Nach dem Einlesen erscheint automatisch die graphische Auswertung der Mittelwerte auf dem Bildschirm.

2.4. Daten ausdrucken in DIN A-4

- Menü „**Datei**“, Menüpunkt „**Drucken**“ aufrufen.
- Art der Darstellung auswählen und anklicken und mit „**OK**“ bestätigen.
- Im nächsten Fenster ebenfalls mit „**OK**“ bestätigen.

2.5. Daten ausdrucken in DIN A-4 quer

- Menü „**Datei**“, Menüpunkt „**Druckereinstellung**“ aufrufen.
- Format „**Querformat**“ anklicken.
- nun wie in 2.4. verfahren.