


ergoselect 200 – Teknik Spesifikasyonlar

Boyutlar



ergoselect 200 – Teknik Spesifikasyonlar

Ergometre	ergoselect 200
Fren sistemi	mikroişlemci kontrollü elektromanyetik fren
Yük	6 – 999 Watt, hızdan bağımsız
Doğruluk	DIN VDE 0750-238 uyarınca
Hız aralığı	30 – 130 devir/dk
Gidon ayarı	eğim: 360° / yükseklik: 90 – 126 cm
Oturma kısmı yüksekliği ayarı	devamlı, motor tahrikli
Hasta yüksekliği	yaklaşık 120 cm – 210 cm
Hasta ağırlığı (maks.)	devrilme önleyici koruma plakasıyla (seçenek) 160 kg / 200 kg
Kontrol paneli	
Ekran / hasta ekranı	yük, devir/dk, hız, süre, kan basıncı, SpO2 (seçenek), kalp hızı (LCD) / devir/dk (LED)
Klavye	membran klavye
Grafik ekran (yük, kalp hızı)	○ (tip K)
Egzersiz protokolleri	
Kullanıcı tarafından programlanabilir	10
Sabit basamaklı protokoller (WHO, Hollmann, vs.)	5
Manuel yük kontrolü	●
Eğitim protokolleri	
Çeşitli eğitim protokolleri	○ (tip K)
Önceden tanımlanmış performans testleri	○ (tip K)
Seçenekler	
Otomatik kan basıncı ölçümü	○
Oksijen satürasyonu ölçümü	○ (tip K)
Pediyatrik ergometri / atletler için diagnostik testler	○
Arayüzler	
Dijital (RS-232 USB) / analog / uzaktan başlatma	● / ○ / ○
Boyutlar ve Ağırlık	
Ergometre	Paketlenmiş ergometre
Uzunluk: 90 cm	Uzunluk: 107 cm
Genişlik: 46 cm (Gidon genişliği yaklaşık 53,5 cm)	Genişlik: 60 cm
Yükseklik: 90 – 139 cm	Yükseklik: 146 cm
Ağırlık: yaklaşık 67 kg	Ağırlık: yaklaşık 84 kg
Çeşitli	
Güç	100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 100 VA maks.

● Standart ○ Seçenek