


optibike 600 – Teknik Spesifikasyonlar

Boyutlar



optibike 600 – Teknik Spesifikasyonlar

Ergometre	optibike 600
Fren sistemi	bilgisayar kontrollü elektromanyetik fren
Yük	6 – 450 watt, hızdan bağımsız
Doğruluk	DIN VDE 0750-238'e göre
Hız aralığı	30 – 130 devir/dk
Horizontal oturma kısmı ayarı	150 cm – 210 cm vücut yüksekliği için
Hasta ağırlığı (maks.)	300 kg
Oturma kısmı genişliği	54 cm
Kumanda terminali	
Ekran / hasta ekranı	yük, hız (devir/dk), zaman, kan basıncı, kalp hızı (LCD)
Grafik ekran (yük veya nabız eğrisi)	○
Klavye	membran klavye
Egzersiz testi protokolleri	
Kullanıcı tarafından programlanabilir	10
Önceden tanımlanmış basamaklı protokoller (WHO, Hollmann, vs.)	5
Manuel yük kontrolü	●
Eğitim protokolleri	
Nabız kontrollü eğitim (entegre alıcı)	○
Önceden programlı performans testleri	○
Boyutlar ve ağırlık	
Ergometre	Paketlenmiş ergometre
Uzunluk: 165 cm	Uzunluk: 209 cm
Genişlik: 75 cm	Genişlik: 80 cm
Yükseklik: 108 cm	Yükseklik: 157 cm
Ağırlık: 86 kg	Ağırlık: yaklaşık 100 kg
Çeşitli	
Güç kaynağı	90 – 265 V / 50 – 60 Hz (maks. 60 VA)

● Standart ○ Seçenek